



INZENDFORMULIER MONSTERS VARKENS HAPPY BITE

Aantal monsters:	Authorisatie	Ontvangst sticker:	Inzendnummer:	In te vullen door de GD
Speeksel 	Datum	Deze ruimte niet beschrijven	Deze ruimte niet beschrijven	
	Paraaf			

Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen

Veehouder (eigenaar UBN):	UBN :	
Adres:	Rel :	
Postcode + Plaats:		
Dierenarts/praktijk:	Nr :	
Postcode + Plaats:		
Overige :	Nr :	

Inzender is	Veehouder	Dierenarts	Overige
Extra uitslag	Veehouder	Dierenarts	Overige
Rekening naar	Veehouder	Dierenarts	Overige
Materiaal	Speeksel		Overige: _____

Referentie (Dit kenmerk komt op uitslag en factuur):

Nummer monster	Hok identificatie	Leeftijd
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr

Onderzoeken	Datum monstername
ELISA-testen	Datum monstername:
PCR-testen	Datum verzonden:

Opdrachtgever	Extra informatie
Naam:	
Handtekening:	
Datum:	

Happy Bite

Geen stress, meer gemak en werkplezier



Nog nooit was het verzamelen van monstermateriaal zo eenvoudig

- 1 Plaats het touw boven het hok op schouderhoogte van de varkens. Zorg ervoor dat het touw stevig vastzit.*
- 2 Laat de varkens 20 tot 30 minuten op het touw kauwen. Neem het touw en plaats het in de enkele afsluitbare zak. Draag handschoenen!*
- 3 Verwijder het bevestigingskoord en sluit de zak. Pers het speeksel uit het touw door er stevig in te knijpen of het te strippen. Verzamel minimaal 3 ml. speeksel.*
- 4 Pak nieuwe handschoenen! Knip de hoek van de zak. Breng het speeksel over in de steriele buis en sluit deze.*
- 5 Verpak de buis in de kleine zak en sluit deze. Stop het geheel in het grote vak van de dubbele zak. Voeg het inzendformulier toe in het daarvoor bestemde vak. Verzend het monster gekoeld naar het lab.*