

Transport monstermateriaal slachtlijn

De meeste slachthuizen zenden bloedbuisjes in via de post. Hiervoor dient u speciaal verpakkingsmateriaal te gebruiken omdat bloed gezien wordt als diagnostisch materiaal. Stuurt u frequent grote hoeveelheden monsters in naar GD, dan kunt u gebruikmaken van de GD Ophaaldienst. Dit is een nachtdistributie van monsters van deelnemende slachthuizen naar GD uitgevoerd door Nox NightTimeExpress.

Einde werkdag digitaal aanmelden of bellen met GD

1. Overdag verzamelen van monstermateriaal
2. Meld monsters telefonisch voor 18:00 uur of digitaal voor 19:00 uur aan
3. Monstermateriaal inpakken en in kast plaatsen
4. Nox NightTimeExpress haalt monstermateriaal 's nachts op en levert dit af bij GD

ADR wetgeving

Het ADR is de benaming voor de internationale wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Ook het vervoer van diagnostisch materiaal valt onder deze wetgeving. Voor GD heeft deze wet onder andere

betrekking op het verpakken van diagnostische monsters. Vervoerder én opdrachtgever zijn hiervoor in dezelfde mate verantwoordelijk én aansprakelijk. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) is belast met het toezicht.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vervoersinformatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoon 088-4890000 of www.ilent.nl.



Verpakkingsinstructie slachtlijn monsters 2018

Voor bloedmonsters genomen aan de slachtlijn (diagnostische monsters), geldt onderstaande verpakkingsinstructie.

Verpakkingsinstructie P650

Het monstermateriaal dat naar GD wordt verzonden zal doorgaans vallen binnen categorie B. Zo niet, dan graag contact opnemen met GD telefoonnummer 0900-202 0012.

Hieronder de instructie voor biologische stoffen categorie B:

- De verpakking moet van goede kwaliteit zijn, zodat verlies van inhoud door vervoersomstandigheden wordt voorkomen.
- De verpakking bestaat uit drie lagen, waarvan de tweede of derde stijf moet zijn.
- De eerste verpakking moet zo zijn verpakt in de tweede zodat deze niet

kan breken. De tweede verpakking moet (met opvulmateriaal) zijn vastgezet in de derde verpakking. Bij lekkage mag dit niet te zien zijn aan het eventuele opvulmateriaal of de derde verpakking.

- Het kenmerk UN 3373 (50x50mm) moet op de buitenzijde staan, evenals het opschrift 'biologische stof categorie B' nabij het kenmerk.

Verpakkingsmaterialen slachthuizen

GD voorziet slachterijen van onderstaande monsternamematerialen voor de verzending van bloedmonsters conform de verpakkingsinstructie P650 en ADR UN3373. U kunt de verpakkingsmaterialen bestellen via www.gdwebshop.nl of telefonisch via onze klantenservice 0900-1770.

VDBUI167	Nieuwe slachtlijnbus Runderen, vervangt VDBUI164.
VDETI121	Etiket Diagnostic Specimens UN 3373.
VDETI124	Etiket met antwoordnummer GD.
VDTRA106	Doos voor het verzenden van monstermateriaal.
VDTRA120	Envelop voor het inzenden van monstermateriaal.
VDTRA122	Verpakkingsmateriaal voor het verzenden van monstermateriaal.
VDTRA126	Zak voor het verzenden van monstermateriaal.
VDTRA128	Doos voor het verzenden van monstermateriaal.
VDTRA156	Verpakkingsmateriaal voor het verzenden van monstermateriaal.
VDTRA158	Zak voor het verzenden van monstermateriaal (A4 formaat).

