

Instructies QuickScan Biestmanagement

Met de QuickScan Biestmanagement krijgt u inzicht in de biestkwaliteit van zeugen en de biestopname door hun pasgeboren biggen. Om de biestkwaliteit te kunnen onderzoeken, zijn biestmonsters nodig van vijf zeugen. Deze kan de zeugenhouder zelf nemen. Om inzicht te krijgen in de biestopname, vragen wij u om bloedmonsters te nemen van vijf biggen per zeug. Hieronder leest u de benodigde instructies.

Biestmonsters

Per pakket kan de zeugenhouder vijf zeugen en biggen bemonsteren. Laat de zeugenhouder binnen 4 uur na de geboorte van de eerste big biest afnemen bij de zeugen. Gebruik het instructiedocument om de zeugenhouder te instrueren. Zorg dat de buizen goed geïdentificeerd zijn en laat ze bewaren in de koeling.

Identificeer elk serummonsters

Het is noodzakelijk dat de serummonsters van de biggen corresponderen met het biestmonster van de zeug. Start bij het nemen van de serummonsters bij zeug A en plak vervolgens de stickers voor de biggen, die horen bij zeug A, op de serumbuizen. Voor elk monster is er één unieke sticker die overeenkomt met de identificatie van de biestmonsters van de zeug waar deze biggen bij horen (Big A1, Big A2, enzovoort).



Serummonsters

Verzamel 2 à 3 dagen na de geboorte serummonsters van vijf biggen per zeug. Selecteer hierbij de zeugen waar de zeugenhouder biestmonsters van heeft verzameld.

Verzamel de bloedmonsters in serumgelbuisen (minimaal 2 milliliter per buis). Probeer hemolyse zoveel mogelijk te voorkomen door de bloedafname rustig te laten verlopen. (Ernstige) hemolyse maakt het testresultaat onbetrouwbaar.

De uitslag

U ontvangt de uitslag van alle monsters binnen 3 werkdagen na ontvangst door GD.

Daarnaast ontvangt u een rapportage QuickScan Biestmanagement binnen 5 werkdagen na ontvangst door GD.